

Link do produktu: <https://www.m6tackle.com/cc-moore-bloodworm-pva-bag-mix-pack-1kg-p-16624.html>

CC Moore Bloodworm PVA Bag Mix Pack 1kg



Cena	95,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	98123
Producent	CC Moore

Opis produktu

CC Moore Bloodworm PVA Bag Mix Pack 1kg

Zestaw przynęt na bazie ochotki ochotki w atrakcyjnej cenie, zawierający 1 kg mieszanki PVA ochotki ochotki, 100 ml płynnej mieszanki ochotki ochotki i 10 wafli ochotki ochotki 10 x 14 mm, wszystko w czarnym wiaderku; wszystko, czego potrzebujesz do doskonałej prezentacji przynęty z ochotką ochotką. Idealny do stosowania przez cały rok. Zestaw mieszanki PVA ochotki ochotki Ochotka ochotka to jaskrawoczerwona larwa wodna małej muszki, występującej w rzekach i jeziorach. Jej krew zawiera hemoglobinę, co pozwala jej żyć w słabo natlenionej wodzie, w której nagromadził się muł. Ochotka ochotka, będąca nieodpartym, naturalnie występującym źródłem pożywienia dla ryb, stanowi idealną przynętę do wabienia dużych, presowanych karpia i innych gatunków. Ten produkt w atrakcyjnej cenie zawiera mieszankę w torebkach stymulującą apetyt, nasączone płynem, unoszące się w powietrzu przynęty typu dumbell oraz wysoce skuteczny, przyjazny dla PVA, naturalny płyn na bazie atraktora, który pomoże Ci złapać branie nawet w najtrudniejszych warunkach. Doskonały do tworzenia wabiących woreczków PVA lub prezentacji na patyczkach. Zawartość mieszanki woreczków PVA Bloodworm: 1 kg mieszanki woreczków PVA Bloodworm 100 ml płynnej mieszanki woreczków PVA Bloodworm 10 wafli Bloodworm 10 x 14 mm Produkty dostarczane w czarnym wiaderku z przynętą Właściwości mieszanki woreczków PVA Bloodworm: Wysoka zawartość rozpuszczalnych atraktorów; idealny do stosowania przez cały rok Głęboki, wytrawny smak i bogaty, naturalny aromat Bloodworm Bogaty w aminokwasy pochodzące z białek morskich Zawiera nasze unikalne, silne produkty Bloodworm Mokra mieszanka doskonale nadaje się do tworzenia „skompresowanych woreczków dystansowych” Świetnie smakuje z dodatkiem naszej słonej płynnej mieszanki woreczków PVA Bloodworm Wskazówki dla klienta: Produkty należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.