

Link do produktu: <https://www.m6tackle.com/daiwa-legalis-lt-2500-xh-p-13742.html>



## Daiwa Legalis LT 2500-XH

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena             | <b>317,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Niedostępny</b> |
| Numer katalogowy | <b>10425-251</b>   |
| Producent        | <b>Daiwa</b>       |

### Opis produktu

Dzięki Legalis LT DAIWA po raz kolejny imponująco udowadnia, że jedwabieście gładka praca i najwyższa wytrzymałość niekoniecznie muszą iść w parze z dużymi kosztami.

Seria Legalis jest również oparta na ugruntowanej koncepcji LT i oferuje najwyższe standardy jakości przy niesamowitym stosunku ceny do wydajności. Zmniejszając rozmiar kołowrotka i stosując nowatorski i innowacyjny materiał Zaion V, DAIWA zdołał jeszcze bardziej zmniejszyć wagę kołowrotka - w konsekwencji 20 'Legalis LT 2500 waży tylko niewiarygodne 200 gramów! Kompozyt Zaion V dodatkowo przyczynia się do zwiększenia wytrzymałości i lepszego przenoszenia siły zwijania.

Tough Digigear z powiększonym kołem napędowym jest kluczowym atutem zapewniającym płynną pracę i najwyższą sprężystość. Opór ATD zapewnia najwyższą czułość i działa bez oporu początkowego.

W zależności od rozmiaru, seria Legalis 20 'jest właściwym wyborem do wielu zastosowań, takich jak spinningowanie, łowienie feederem, lekkie łowienie pstrągów, a nawet polowanie na okazy na linów, leszczy i innych.

- Siła hamulca: 1000/2000: 5 kg, 2500/3000: 10 kg, 4000-6000: 12 kg
- LT (lekki i wytrzymały)
- Body Zaion V
- 5 łożysk kulkowych
- Zaion V Air Rotor
- TOUGH DIGIGEAR
- System hamulca ATD
- Infinite Anti-Reverse
- System Cross Wrap
- Aluminiowa szpula Air
- Aluminiowy uchwyt wycinany CNC
- Pokrętło rękojeści Hi-Grip
- AIR BAIL
- Rolka prowadząca Twist Buster II
- Przełożenie: 6.2:1
- Waga: 205g
- Nawój: 87cm
- Pojemność szpuli: 150m / 0.20mm

Specyfikacje:

Rodzaj szpuli:

- D Głęboka szpula
- C Kompaktowa szpula korpusu (mały korpus / duża szpula)

Przełożenie:

- Przełożenie P Power
- Przełożenie XH Speed